

規 格 書

株式会社 FAP ジャパン

住 所: 〒231-0063

神奈川県横浜市中区花咲町3-87

桜木町SSビル6F

TEL: 045-315-6382 FAX: 045-315-6381

ブラックカラントエキスパウダー35%

| | | | |
|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| 品 名 : | ブラックカラントエキスパウダー35% | 名 称 : | ブラックカラント抽出物、カシス抽出物 |
| 原 料 由 来 : | Ribes nigrum L果実 | 加 工 国 : | 中国 |
| | | ロ ッ ト 番 号 : | |
| 使 用 部 位 : | 果実全体 | 賞 味 期 限 : | 2年 |
| 原 料 原 産 国 : | | | |

| 項 目 | 規 格 | 試 験 方 法 |
|---|----------------|--------------------|
| 性状 | 暗紫色粉末、特有の酸味がある | 官能試験 |
| 水分 | ≤5.0% | 常圧加熱乾燥法(105°C,3hr) |
| 灰分 | ≤5.0% | 直接灰化法(750°C,5hr) |
| アントシアニン含有量 | ≥35.0% | HPLC |
| Delphinidin-3-O-rutinoside (デルフィニジン-3-O-ルチノシド) | 35%-50% | |
| Delphinidin-3-O-glucoside (デルフィニジン-3-O-グルコシド) | 5%-20% | |
| Cyanidin-3-O-glucoside (シアニジン-3-O-グルコシド) | 3%-10% | |
| Cyanidin-3-O-rutinoside (シアニジン-3-O-ルチノシド) | 30%-45% | |
| 重金属(Pbとして) | ≤20ppm | 硫化ナトリウム比色法 |
| ヒ素(Asとして) | ≤2ppm | 原子吸光光度法 |
| 一般生菌数 | ≤3,000cfu/g | 標準寒天平板培養法 |
| カビ・酵母数 | ≤300cfu/g | ポテトデキストロス寒天平板培養法 |
| 大腸菌群 | 陰性 | BGLB法 |
| 嵩比重 | 0.45-0.55g/ml | |
| | | |
| | | |
| | | |

★ 保存方法 : 湿気を避け、冷暗所にて保存する。

輸入販売元:  株式会社 FAP ジャパン

〒231-0063

神奈川県横浜市中区花咲町3-87

桜木町SSビル6F

TEL: 045-315-6382 FAX: 045-315-6381