

改定日：2025年8月21日

規格書

株式会社 FAP ジャパン

住 所：〒231-0063

神奈川県横浜市中区花咲町3-87

桜木町SSビル6F

TEL:045-315-6382 FAX:045-315-6381

ヒアルロン酸

品 名：	ヒアルロン酸	名 称：	ヒアルロン酸
原 料 由 来：	乳酸菌属発酵培養品	加 工 国：	中国
発酵菌種名：	乳酸菌(Lactobacilli)属 獣疫連鎖球菌(Streptococcus zooepidemicus)	ロット番号：	
		賞 味 期 限：	製造日より3年間(未開封)
原料原産国：	中国		

項 目	規 格	試 験 方 法
性状	白色粉末、僅かな匂いがする	官能試験
含有量	≥95.0%	カルバゾール硫酸法
窒素	3.0~4.0%	既存添加物自主規格準拠
グルクロン酸	44.0~54.0%	既存添加物自主規格準拠
分子量	50万~100万Da.	ウペローデ粘度計法
乾燥減量	≤10.0%	既存添加物自主規格準拠
強熱残分	≤20.0%	既存添加物自主規格準拠
確認試験(1)	適	既存添加物自主規格準拠
確認試験(2)	適	既存添加物自主規格準拠
溶血性	適	既存添加物自主規格準拠
溶血性連鎖球菌	適	既存添加物自主規格準拠
他の酸性ムコ多糖	適	既存添加物自主規格準拠
鉛(Pb)	≤2ppm	既存添加物自主規格準拠
ヒ素(As)	≤3ppm	既存添加物自主規格準拠
大腸菌群	陰性	BGLB法
一般生菌数	≤1,000cfu/g	標準寒天平板培養法
カビ・酵母数	≤100cfu/g	ポテトデキストロス寒天平板培養法
粒度	80mesh(平均)	標準JIS篩
嵩比重	0.20~0.60g/ml	嵩比重測定器による測定

★ 保存方法：湿気を避け、冷暗所にて保存する。

輸入販売元：



株式会社 FAP ジャパン

〒231-0063

神奈川県横浜市中区花咲町3-87

桜木町SSビル6F

TEL:045-315-6382 FAX:045-315-6381